



Description d'article

Numéro de commande	65.989
Description d'article	Barrette de couvercles pour PCR, pour plaques de PCR (réf. 72.1978/.010, 72.1979/.010/.003/.201/.700, 72.1980/.010/.201/.600/.700, 72.1981/.010) & barrettes de PCR (réf. 72.985.002/.092/.992), Biosphere® plus, matériau : PP, à haute transparence, cape plate, convient pour la qPCR, 12 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Bouchon	cape plate
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	plaques de PCR (réf. 72.1978/.010, 72.1979/.010/.003/.201/.700, 72.1980/.010/.201/.600/.700, 72.1981/.010) & barrettes de PCR (réf. 72.985.002/.092/.992)
Compatible avec la qPCR	oui
Nombre de puits	8

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Possibilité d'autoclavage (°C max.) 121 °C

Dimensions

Diamètre 4.47 mm
Largeur du produit 7.3 mm
Hauteur du produit 3.25 mm
Longueur du produit 77.2 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit à haute transparence

Pureté et certification

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Label de pureté Biosphere® plus
Stérilisation Stérilisation au gaz
Apyrogène oui
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 240
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 12
pièces / carton 240
pièces / pallet 77760
Profondeur du carton 268 mm
Largeur du carton 191 mm
Hauteur du carton 100 mm
Volume du carton 0.0051 cbm
Poids du produit 0.0003 kg
Poids du carton 0.26 kg
Code EAN de la boîte 4038917281485
Code EAN du carton d'emballage 4038917281478

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

