



Description d'article

Numéro de commande	72.735.002
Description d'article	Microtube individuel de PCR, 0,5 ml, PCR Performance Tested, transparent, matériau : PP, avec panneau anti-contamination, cape plate, convient pour la qPCR, 500 pièce(s)/sachet minigrip
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Bouchon	cape plate
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec la qPCR	oui
Forme du fond	conique
High ou low profile	High profile
Nombre de puits	1
Volume de travail	25 µl - 0,5 ml
Centrifugation max (FCR)	8000 x g
Température de centrifugation	22
Durée de centrifugation	5 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Microtube individuel de PCR, 0,5 ml, PCR
Performance Tested, transparent, PP, cape plate

Page 2

Possibilité d'autoclavage (°C max.) 121 °C

Dimensions

Volume nominal	0.5 ml
Diamètre	7.9 mm
Largeur du produit	10 mm
Hauteur du produit	29.5 mm
Longueur du produit	30.9 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	PCR Performance Tested
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	2000
Type d'emballage intérieur	sachet minigrip
pièces / boîte	500
pièces / carton	2000
pièces / pallet	192000
Profondeur du carton	348 mm
Largeur du carton	278 mm
Hauteur du carton	140 mm
Volume du carton	0.0135 cbm
Poids du produit	0.0004 kg
Poids du carton	1.1 kg
Code EAN de la boîte	4038917119986
Code EAN du carton d'emballage	4038917016988

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-27

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT