



### **Description d'article**

Numéro de commande	72.737
Description d'article	Microtube individuel de PCR, 0,2 ml, Biosphere® plus, transparent, matériau : PP, avec panneau anti-contamination, cape plate, convient pour la qPCR, 250 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Bouchon	cape plate
Type de fermeture	couvercle à pression
Compatible avec la qPCR	oui
Forme du fond	conique
High ou low profile	High profile
Nombre de puits	1
Volume de travail	10 µl - 0,2 ml
Centrifugation max (FCR)	8000 x g
Température de centrifugation	22
Durée de centrifugation	5 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Possibilité d'autoclavage (°C max.) 121 °C

### **Dimensions**

Volume nominal 0.2 ml  
Volume max. 200 µl  
Diamètre 7.5 mm  
Largeur du produit 7.5 mm  
Hauteur du produit 20.65 mm  
Longueur du produit 21.7 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE  
Certifié CE CE  
Label de pureté Biosphere® plus  
Stérilisation Stérilisation au gaz  
Apyrogène oui  
Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 2000  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 1000  
pièces / carton 2000  
pièces / pallet 288000  
Profondeur du carton intérieur 189 mm  
Largeur du carton intérieur 151 mm  
Hauteur du carton intérieur 97 mm  
Profondeur du carton 323 mm  
Largeur du carton 213 mm  
Hauteur du carton 145 mm  
Volume du carton 0.01 cbm  
Poids du produit 0.0002 kg

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.





**Spécification de produit**  
**Microtube individuel de PCR, 0,2 ml, Biosphere®**  
**plus, transparent, PP, cape plate**

**Page 3**

Poids du carton	0.72 kg
Code EAN de la boîte	4038917083836
Code EAN du carton d'emballage	4038917028370

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**