



### **Description d'article**

Numéro de commande	72.737.002
Description d'article	Microtube individuel de PCR, 0,2 ml, PCR Performance Tested, transparent, matériau : PP, avec panneau anti-contamination, cape plate, convient pour la qPCR, 500 pièce(s)/sachet minigrip
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Bouchon	cape plate
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec la qPCR	oui
Forme du fond	conique
High ou low profile	High profile
Nombre de puits	1
Volume de travail	10 µl - 0,2 ml
Centrifugation max (FCR)	8000 x g
Température de centrifugation	22
Durée de centrifugation	5 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Microtube individuel de PCR, 0,2 ml, PCR**  
**Performance Tested, transparent, PP, cape plate**

**Page 2**

Possibilité d'autoclavage (°C max.) 121 °C

**Dimensions**

Volume nominal 0.2 ml  
Diamètre 7.5 mm  
Largeur du produit 7.5 mm  
Hauteur du produit 20.65 mm  
Longueur du produit 21.7 mm

**Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit transparent

**Pureté et certification**

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE  
Certifié CE CE  
Label de pureté PCR Performance Tested  
Alloti oui

**Conditionnement**

Minimum order qty. 2000  
Type d'emballage intérieur sachet minigrip  
pièces / boîte 500  
pièces / carton 2000  
pièces / pallet 648000  
Profondeur du carton 268 mm  
Largeur du carton 191 mm  
Hauteur du carton 100 mm  
Volume du carton 0.0051 cbm  
Poids du produit 0.0002 kg  
Poids du carton 0.53 kg  
Code EAN de la boîte 4038917120104  
Code EAN du carton d'emballage 4038917017060

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**