



Description d'article

Numéro de commande	72.982.092
Description d'article	Barrette de PCR à 8 éléments, jusqu'à 100 µl, Low profile, PCR Performance Tested, blanc, matériau : PP, cape plate, bouchon séparé, convient pour la qPCR, 125 pièce(s)/sachet minigrip
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Bouchon	cape plate
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec la qPCR	oui
Forme du fond	conique
High ou low profile	Low profile
Nombre de puits	8
Volume de travail	5 µl - 0,1 ml
Centrifugation max (FCR)	8000 x g
Température de centrifugation	22
Durée de centrifugation	5 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Barrette de PCR à 8 éléments, 100 µl, PCR
Performance Tested, blanc, PP, cape plate

Page 2

Possibilité d'autoclavage (°C max.) 121 °C

Dimensions

Volume nominal 0.1 ml
Volume max. 100 µl
Largeur du produit 16.05 mm
Longueur du produit 76.2 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit blanc

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Label de pureté PCR Performance Tested
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 125
Type d'emballage intérieur sachet minigrip
pièces / boîte 125
pièces / carton 1250
pièces / pallet 56250
Profondeur du carton 300 mm
Largeur du carton 198 mm
Hauteur du carton 495 mm
Volume du carton 0.0294 cbm
Poids du produit 0.0016 kg
Poids du carton 3.18 kg
Code EAN de la boîte 4038917395496
Code EAN du carton d'emballage 4038917395489

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-27

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT