



Description d'article

Numéro de commande	72.985.002
Description d'article	Barrette de PCR à 8 éléments, jusqu'à 200 µl, High profile, PCR Performance Tested, transparent, matériau : PP, sans bouchon, convient pour la qPCR, 120 pièce(s)/sachet minigrip
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Compatible avec la qPCR	oui
Forme du fond	conique
High ou low profile	High profile
Nombre de puits	8
Volume de travail	10 µl - 0,2 ml
Centrifugation max (FCR)	8000 x g
Température de centrifugation	22
Durée de centrifugation	5 Min
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Volume nominal	0.2 ml
Volume max.	200 µl
Diamètre	5.4 mm
Largeur du produit	8.1 mm
Hauteur du produit	20.7 mm
Longueur du produit	70.9 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	PCR Performance Tested
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	480
Type d'emballage intérieur	sachet minigrip
pièces / boîte	120
pièces / carton	480
pièces / pallet	155520
Profondeur du carton	268 mm
Largeur du carton	191 mm
Hauteur du carton	100 mm
Volume du carton	0.0051 cbm
Poids du produit	0.001 kg
Poids du carton	0.63 kg
Code EAN de la boîte	4038917124027
Code EAN du carton d'emballage	4038917019002

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

