



### **Description d'article**

Numéro de commande	72.990
Description d'article	Barrette de PCR à 4 éléments, jusqu'à 200 µl, High profile, Biosphere® plus, transparent, matériau : PP, avec panneau anti-contamination, cape plate, bouchon attaché, convient pour la qPCR, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Bouchon	cape plate
Type de fermeture	couvercle à pression
Compatible avec la qPCR	oui
Forme du fond	conique
High ou low profile	High profile
Nombre de puits	4
Volume de travail	10 µl - 0,2 ml
Centrifugation max (FCR)	8000 x g
Température de centrifugation	22
Durée de centrifugation	5 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Possibilité d'autoclavage (°C max.) 121 °C

### **Dimensions**

Volume nominal	0.2 ml
Volume max.	200 µl
Diamètre	5.35 mm
Largeur du produit	10.6 mm
Hauteur du produit	20.65 mm
Longueur du produit	37.2 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	Biosphere® plus
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Apyrogène	oui
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	400
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	200
pièces / carton	400
pièces / pallet	57600
Profondeur du carton intérieur	189 mm
Largeur du carton intérieur	151 mm
Hauteur du carton intérieur	97 mm
Profondeur du carton	323 mm
Largeur du carton	213 mm
Hauteur du carton	145 mm
Volume du carton	0.01 cbm
Poids du produit	0.0008 kg

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Barrette de PCR à 4 éléments, 200 µl, Biosphere®  
plus, transparent, PP, cape plate**

**Page 3**

Poids du carton	0.63 kg
Code EAN de la boîte	4038917084871
Code EAN du carton d'emballage	4038917030045

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**