



Description d'article

Numéro de commande	72.990.002
Description d'article	Barrette de PCR à 4 éléments, jusqu'à 200 µl, High profile, PCR Performance Tested, transparent, matériau : PP, avec panneau anti-contamination, cape plate, bouchon attaché, convient pour la qPCR, 120 pièce(s)/sachet minigrip
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Bouchon	cape plate
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec la qPCR	oui
Forme du fond	conique
High ou low profile	High profile
Nombre de puits	4
Volume de travail	10 µl - 0,2 ml
Centrifugation max (FCR)	8000 x g
Température de centrifugation	22
Durée de centrifugation	5 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Barrette de PCR à 4 éléments, 200 µl, PCR
Performance Tested, transparent, PP, cape plate

Page 2

Possibilité d'autoclavage (°C max.) 121 °C

Dimensions

Volume nominal 0.2 ml
Volume max. 200 µl
Diamètre 5.35 mm
Largeur du produit 10.2 mm
Hauteur du produit 20.65 mm
Longueur du produit 37.2 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Label de pureté PCR Performance Tested
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 480
Type d'emballage intérieur sachet minigrip
pièces / boîte 120
pièces / carton 480
pièces / pallet 69120
Profondeur du carton 323 mm
Largeur du carton 213 mm
Hauteur du carton 145 mm
Volume du carton 0.01 cbm
Poids du produit 0.0008 kg
Poids du carton 0.55 kg
Code EAN de la boîte 4038917124218
Code EAN du carton d'emballage 4038917019163

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-06-30

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT