




Spécification de produit
Barrette de PCR à 8 éléments, 200 µl, PCR
Performance Tested, mélange de coloris, PP,
cape plate

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	72.991.992
Description d'article	Barrette de PCR à 8 éléments, jusqu'à 200 µl, High profile, PCR Performance Tested, rouge/vert/bleu/violet, matériau : PP, avec panneau anti-contamination, cape plate, bouchon attaché, convient pour la qPCR, 120 pièce(s)/sachet minigrip
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Bouchon	cape plate
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec la qPCR	oui
Forme du fond	conique
High ou low profile	High profile
Nombre de puits	8
Volume de travail	10 µl - 0,2 ml
Centrifugation max (FCR)	8000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Barrette de PCR à 8 éléments, 200 µl, PCR
Performance Tested, mélange de coloris, PP,
cape plate

Page 2

Température de centrifugation 22
Durée de centrifugation 5 Min
Possibilité d'autoclavage (°C max.) 121 °C

Dimensions

Volume nominal 0.2 ml
Volume max. 200 µl
Diamètre 7.5 mm
Largeur du produit 10.2 mm
Hauteur du produit 20.65 mm
Longueur du produit 72.4 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit mélange de coloris

Pureté et certification

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Label de pureté PCR Performance Tested
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 480
Type d'emballage intérieur sachet minigrip
pièces / boîte 480
pièces / carton 480
pièces / pallet 34560
Profondeur du carton 348 mm
Largeur du carton 278 mm
Hauteur du carton 140 mm
Volume du carton 0.0135 cbm
Poids du produit 0.0015 kg
Poids du carton 1.01 kg
Code EAN de la boîte 4038917124317

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Barrette de PCR à 8 éléments, 200 µl, PCR
Performance Tested, mélange de coloris, PP,
cape plate

Page 3

Code EAN du carton
d'emballage

4038917077613

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT