



Description d'article

Numéro de commande	72.994.992
Description d'article	Barrette de PCR à 8 éléments, High profile, PCR Performance Tested, rouge/vert/bleu/violet/jaune, matériau : PP, bouchon rond, bouchon attaché, 120 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Bouchon	bouchon rond
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	conique
High ou low profile	High profile
Nombre de puits	8

Dimensions

Volume nominal	0.2 ml
----------------	--------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit mélange de coloris

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Label de pureté PCR Performance Tested
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1200
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 120
pièces / carton 1200
pièces / pallet 1200
Volume du carton 0.0299 cbm
Poids du produit 0.0031 kg
Poids du carton 4.3 kg
Code EAN de la boîte 4038917124331
Code EAN du carton 4038917080743
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

