



Description d'article

Numéro de commande	65.1998.400
Description d'article	Barrette de couvercles pour PCR, pour plaques de PCR (réf. 72.1979.102/.132, 72.1982.202), PCR Performance Tested, matériau : PP, transparent, cape plate, convient pour la qPCR, 12 pièce(s)/sachet minigrip
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Bouchon	cape plate
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	plaques de PCR (réf. 72.1979.102/.132, 72.1982.202)
Compatible avec la qPCR	oui
Nombre de puits	8
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Largeur du produit	7.4 mm
Longueur du produit	80.5 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	PCR Performance Tested
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1200
Type d'emballage intérieur	sachet minigrip
pièces / boîte	300
pièces / carton	1200
pièces / pallet	151200
Profondeur du carton	355 mm
Largeur du carton	255 mm
Hauteur du carton	123 mm
Volume du carton	0.0111 cbm
Poids du produit	0.0004 kg
Poids du carton	0.69 kg
Code EAN de la boîte	4038917336369
Code EAN du carton d'emballage	4038917336352

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

