



Description d'article

Numéro de commande	72.1977.202
Description d'article	Plaque PCR sans rebord, 96 puits, transparent, Low profile, 100 µl, PCR Performance Tested, matériau : PP, 20 pièce(s)/sachet minigrip
Code NACRES	NB.15

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	film
Compatible avec la qPCR	oui
Forme du fond	conique
Forme de l'extrémité de la plaque	sans rebord
High ou low profile	Low profile
Nombre de puits	96
Volume de travail	5 µl - 0,1 ml
Centrifugation max (FCR)	3000 x g
Température de centrifugation	22
Durée de centrifugation	5 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Possibilité d'autoclavage (°C max.) 121 °C

Dimensions

Volume nominal 0.1 ml
Volume max. 100 µl
Largeur du produit 77.7 mm
Longueur du produit 117.9 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Label de pureté PCR Performance Tested
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 100
Type d'emballage intérieur sachet minigrip
pièces / boîte 20
pièces / carton 100
pièces / pallet 5000
Profondeur du carton 137 mm
Largeur du carton 137 mm
Hauteur du carton 493 mm
Volume du carton 0.0093 cbm
Poids du produit 0.0128 kg
Poids du carton 1.5 kg
Code EAN de la boîte 4038917405102
Code EAN du carton d'emballage 4038917405096

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

