



Description d'article

| | |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande | 72.1977.232 |
| Description d'article | Plaque PCR sans rebord, 96 puits, blanc, Low profile, 100 µl, PCR Performance Tested, matériau : PP, optimisé pour la qPCR, 20 pièce(s)/sachet minigrip |
| Code NACRES | NB.15 |

Caractéristiques du produit

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Type de fermeture | film |
| Compatible avec la qPCR | oui |
| Forme du fond | conique |
| Forme de l'extrémité de la plaque | sans rebord |
| High ou low profile | Low profile |
| Nombre de puits | 96 |
| Volume de travail | 5 µl - 0,1 ml |
| Centrifugation max (FCR) | 3000 x g |
| Température de centrifugation | 22 |
| Durée de centrifugation | 5 Min |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Possibilité d'autoclavage (°C max.) 121 °C

Dimensions

Volume nominal 0.1 ml
Volume max. 100 µl
Largeur du produit 77.7 mm
Longueur du produit 117.7 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit blanc

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Label de pureté PCR Performance Tested
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 100
Type d'emballage intérieur sachet minigrip
pièces / boîte 20
pièces / carton 100
pièces / pallet 5000
Profondeur du carton 137 mm
Largeur du carton 137 mm
Hauteur du carton 493 mm
Volume du carton 0.0093 cbm
Poids du produit 0.0106 kg
Poids du carton 1.5 kg
Code EAN de la boîte 4038917405133
Code EAN du carton d'emballage 4038917405126

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

