



Description d'article

Numéro de commande	72.1978.010
Description d'article	Plaquette PCR sans rebord, 96 puits, blanc, High profile, 200 µl, PCR Performance Tested, matériau : PP, optimisé pour la qPCR, 10 pièce(s)/sachet minigrip

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	film
Compatible avec la qPCR	oui
Forme du fond	conique
Forme de l'extrémité de la plaque	sans rebord
High ou low profile	High profile
Nombre de puits	96
Volume de travail	2 µl - 200 µl
Centrifugation max (FCR)	3000 x g
Température de centrifugation	22
Durée de centrifugation	5 Min
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Volume nominal	0.2 ml
Volume max.	200 µl
Diamètre	5.51 mm
Largeur du produit	76 mm
Hauteur du produit	21 mm
Longueur du produit	119.9 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	blanc

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	PCR Performance Tested
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	100
Type d'emballage intérieur	sachet minigrip
pièces / boîte	50
pièces / carton	100
pièces / pallet	5600
Profondeur du carton intérieur	270 mm
Largeur du carton intérieur	230 mm
Hauteur du carton intérieur	131 mm
Profondeur du carton	282 mm
Largeur du carton	280 mm
Hauteur du carton	247 mm
Volume du carton	0.0195 cbm
Poids du produit	0.0165 kg
Poids du carton	2.27 kg
Code EAN de la boîte	4038917557665
Code EAN du carton d'emballage	4038917557658

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

