



## Description d'article

Numéro de commande	72.1980.201
Description d'article	Plaquette PCR jupe intégrale, 96 puits, transparent, Low profile, 100 µl, Biosphere® plus, matériau : PP, 1 pièce(s)/blister

## Caractéristiques du produit

Compatible avec la qPCR	oui
Forme du fond	conique
Forme de l'extrémité de la plaque	jupe intégrale
High ou low profile	Low profile
Nombre de puits	96
Volume de travail	5 µl - 100 µl
Centrifugation max (FCR)	3000 x g
Température de centrifugation	22
Durée de centrifugation	5 Min
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





## Dimensions

Volume nominal	0.1 ml
Volume max.	100 µl
Diamètre	5.5 mm
Largeur du produit	85.5 mm
Hauteur du produit	15.5 mm
Longueur du produit	127.8 mm

## Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

## Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Label de pureté	Biosphere® plus
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Alloti	oui

## Conditionnement

Minimum order qty.	20
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	10
pièces / carton	20
pièces / pallet	1120
Profondeur du carton intérieur	270 mm
Largeur du carton intérieur	230 mm
Hauteur du carton intérieur	131 mm
Profondeur du carton	282 mm
Largeur du carton	280 mm
Hauteur du carton	247 mm
Volume du carton	0.0195 cbm
Poids du produit	0.0174 kg
Poids du carton	0.98 kg
Code EAN de la boîte	4038917573238
Code EAN du carton d'emballage	4038917573221

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

