



Description d'article

Numéro de commande	72.1984.202
Description d'article	Plaque PCR jupe intégrale, 384 puits, transparent, Low profile, 40 µl, PCR Performance Tested, matériau : PP, 50 pièce(s)/sachet minigrip
Code NACRES	NB.15

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	film
Compatible avec la qPCR	oui
Forme du fond	conique
Forme de l'extrémité de la plaque	jupe intégrale
High ou low profile	Low profile
Nombre de puits	384
Volume de travail	2 µl - 40 µl
Centrifugation max (FCR)	3000 x g
Température de centrifugation	22
Durée de centrifugation	5 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Possibilité d'autoclavage (°C max.) 121 °C

Dimensions

Volume nominal 40 µl
Volume max. 40 µl
Diamètre 3.2 mm
Largeur du produit 85.5 mm
Hauteur du produit 9.65 mm
Longueur du produit 127.8 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Label de pureté PCR Performance Tested
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 50
Type d'emballage intérieur sachet minigrip
pièces / boîte 50
pièces / carton 50
pièces / pallet 5050
Profondeur du carton 203 mm
Largeur du carton 152 mm
Hauteur du carton 254 mm
Volume du carton 0.0078 cbm
Poids du produit 0.0374 kg
Poids du carton 2.18 kg
Code EAN de la boîte 4038917135016
Code EAN du carton d'emballage 4038917067584

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

