



Description d'article

Numéro de commande	72.1985.202
Description d'article	Plaquette PCR jupe intégrale, pour LightCycler® 480, 384 puits, blanc, Low profile, 40 µl, PCR Performance Tested, matériau : PP, optimisé pour la qPCR, 50 pièce(s)/sachet minigrip
Code NACRES	NB.15

Caractéristiques du produit

Compatible avec	LightCycler® 480
Compatible avec la qPCR	oui
Forme du fond	conique
Forme de l'extrémité de la plaque	jupe intégrale
High ou low profile	Low profile
Nombre de puits	384
Volume de travail	2 µl - 40 µl
Centrifugation max (FCR)	3000 x g
Température de centrifugation	22
Durée de centrifugation	5 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Possibilité d'autoclavage (°C max.) 121 °C

Dimensions

Volume nominal 40 µl
Volume max. 40 µl
Diamètre 3.3 mm
Largeur du produit 85.5 mm
Hauteur du produit 9.6 mm
Longueur du produit 127.8 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit blanc

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Label de pureté PCR Performance Tested
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 100
Type d'emballage intérieur sachet minigrip
pièces / boîte 50
pièces / carton 100
pièces / pallet 7200
Profondeur du carton 279 mm
Largeur du carton 252 mm
Hauteur du carton 342 mm
Volume du carton 0.024 cbm
Poids du produit 0.0158 kg
Poids du carton 2.15 kg
Code EAN de la boîte 4038917251259
Code EAN du carton d'emballage 4038917251242

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

