



Description d'article

Numéro de commande	93.876.681
Description d'article	Boîte de conservation, couvercle coiffant, matériau : PP, bleu, format : 9 x 9, pour 81 récipients, compatible avec récipients aux dimensions de 45 x 12 mm max., 5 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	couvercle coiffant
Compatible avec	récipients aux dimensions de 45 x 12 mm max.
Capacité de stockage	81
Formats	9 x 9
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Largeur du produit	130 mm
Hauteur du produit	45 mm
Longueur du produit	130 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	bleu
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	20
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	5
pièces / carton	20
pièces / pallet	1680
Profondeur du carton	132 mm
Largeur du carton	264 mm
Hauteur du carton	470 mm
Volume du carton	0.0163 cbm
Poids du produit	0.143 kg
Poids du carton	3.17 kg
Code EAN de la boîte	4038917161138
Code EAN du carton d'emballage	4038917415194

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

