



### **Description d'article**

Numéro de commande	93.877.410
Description d'article	Boîte de conservation, couvercle à charnière, matériau : PP, jaune, format : 10 x 10, pour 100 récipients, compatible avec récipients aux dimensions de 45 x 12 mm max., 5 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.12

### **Caractéristiques du produit**

Type de fermeture	couvercle à charnière
Compatible avec	récipients aux dimensions de 45 x 12 mm max.
Capacité de stockage	100
Formats	10 x 10
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Largeur du produit	140 mm
Hauteur du produit	55 mm
Longueur du produit	150 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	jaune
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	jaune

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	20
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	5
pièces / carton	20
pièces / pallet	720
Profondeur du carton	305 mm
Largeur du carton	279 mm
Hauteur du carton	305 mm
Volume du carton	0.026 cbm
Poids du produit	0.1835 kg
Poids du carton	4.1 kg
Code EAN de la boîte	4038917161213
Code EAN du carton d'emballage	4038917161206

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

