



Description d'article

Numéro de commande	93.879
Description d'article	Portoir, matériau : PP, multicolore, format : 12 x 8, (L x l x h) : 108 x 108 x 257 mm, compatible avec microtubes et tubes de Ø 4-30 mm, 1 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Compatible avec	microtubes et tubes de Ø 4-30 mm
Formats	12 x 8
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Largeur du produit	108 mm
Hauteur du produit	257 mm
Longueur du produit	108 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit multicolore

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 1
pièces / carton 4
pièces / pallet 384
Profondeur du carton 216 mm
Largeur du carton 254 mm
Hauteur du carton 241 mm
Volume du carton 0.0132 cbm
Poids du produit 0.8348 kg
Poids du carton 3.6 kg
Code EAN de la boîte 4038917355162
Code EAN du carton
d'emballage 4038917355155

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

