



Description d'article

| | |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande | 95.64.259 |
| Description d'article | Portoir, matériau : polystyrène expansé, blanc, format : 5 x 4, pour 20 récipients, 8 pièce(s)/carton |

Caractéristiques du produit

| | |
|----------------------|-------|
| Capacité de stockage | 20 |
| Formats | 5 x 4 |

Matériau et coloris

| | |
|---------------------|---------------------|
| Matériau du produit | polystyrène expansé |
| Couleur du produit | blanc |

Pureté et certification

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Catégorie de produit | Aucun dispositif médical DIV |
| Alloti | oui |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Conditionnement

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 56 |
| Type d'emballage intérieur | carton |
| pièces / boîte | 8 |
| pièces / carton | 56 |
| pièces / pallet | 1792 |
| Volume du carton | 0.0559 cbm |
| Poids du produit | 0.0238 kg |
| Poids du carton | 1.36 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917386883 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917386876 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

