



Description d'article

Numéro de commande	95.64.916
Description d'article	Boîte de conservation, couvercle coiffant, matériau : carton, blanc, format : 4 x 4, pour 16 récipients, compatible avec tubes jusqu'à max. 34 mm Ø, hauteur de tube de 89 à 115 mm, 1 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	couvercle coiffant
Compatible avec	tubes jusqu'à max. 34 mm Ø, hauteur de tube de 89 à 115 mm
Capacité de stockage	16
Formats	4 x 4

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Largeur du produit	148 mm
Hauteur du produit	116 mm
Longueur du produit	148 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	carton
Couleur du produit	blanc
Matériel de fermeture	carton
Couleur du bouchon	blanc

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	30
pièces / pallet	360
Profondeur du carton	495 mm
Largeur du carton	419 mm
Hauteur du carton	546 mm
Volume du carton	0.1134 cbm
Poids du produit	0.1337 kg
Poids du carton	5.15 kg
Code EAN de la boîte	4038917095679
Code EAN du carton d'emballage	4038917007832

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

