



Description d'article

Numéro de commande	95.64.922
Description d'article	Boîte de conservation, couvercle coiffant, matériau : carton, blanc, format : 7 x 7, pour 49 récipients, compatible avec tubes jusqu'à max. 22 mm Ø, Hauteur entre 88,5-129 mm, 1 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	couvercle coiffant
Compatible avec	tubes jusqu'à max. 22 mm Ø, Hauteur entre 88,5-129 mm
Capacité de stockage	49
Formats	7 x 7

Dimensions

Largeur du produit	154 mm
Hauteur du produit	130 mm
Longueur du produit	152 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	carton
Couleur du produit	blanc
Matériel de fermeture	carton
Couleur du bouchon	blanc

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1
pièces / carton	27
pièces / pallet	324
Profondeur du carton	521 mm
Largeur du carton	521 mm
Hauteur du carton	610 mm
Volume du carton	0.1653 cbm
Poids du produit	0.22 kg
Poids du carton	7.3 kg
Code EAN de la boîte	4038917095709
Code EAN du carton d'emballage	4038917067447

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

