



Description d'article

Numéro de commande	95.64.923
Description d'article	Boîte de conservation, couvercle coiffant, matériau : carton, blanc, format : 10 x 10, pour 100 récipients, compatible avec tubes jusqu'à max. 12 mm Ø, Hauteur entre 29-34 mm, 1 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	couvercle coiffant
Compatible avec	tubes jusqu'à max. 12 mm Ø, Hauteur entre 29-34 mm
Capacité de stockage	100
Formats	10 x 10

Dimensions

Largeur du produit	135 mm
Hauteur du produit	34 mm
Longueur du produit	135 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



Matériau et coloris

Matériau du produit	carton
Couleur du produit	blanc
Matériel de fermeture	carton
Couleur du bouchon	blanc

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1
pièces / carton	156
pièces / pallet	1872
Profondeur du carton	495 mm
Largeur du carton	419 mm
Hauteur du carton	546 mm
Volume du carton	0.1134 cbm
Poids du produit	0.0815 kg
Poids du carton	13.4 kg
Code EAN de la boîte	4038917095716
Code EAN du carton d'emballage	4038917067454

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

