



Description d'article

| | |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande | 95.64.950 |
| Description d'article | Boîte de conservation, couvercle coiffant, matériau : carton, blanc, format : 7 x 7, pour 49 récipients, compatible avec tubes Ø 16-17 mm |

Caractéristiques du produit

| | |
|----------------------|--------------------|
| Type de fermeture | couvercle coiffant |
| Compatible avec | tubes Ø 16-17 mm |
| Capacité de stockage | 49 |
| Formats | 7 x 7 |

Dimensions

| | |
|---------------------|--------|
| Largeur du produit | 135 mm |
| Hauteur du produit | 87 mm |
| Longueur du produit | 135 mm |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

| | |
|-----------------------|--------|
| Matériau du produit | carton |
| Couleur du produit | blanc |
| Matériel de fermeture | carton |
| Couleur du bouchon | blanc |

Pureté et certification

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Catégorie de produit | Aucun dispositif médical DIV |
| Alloti | oui |

Conditionnement

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 60 |
| pièces / boîte | 1 |
| pièces / carton | 60 |
| pièces / pallet | 960 |
| Volume du carton | 0.1134 cbm |
| Poids du produit | 0.1373 kg |
| Poids du carton | 8.27 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917319607 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917319591 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

