



Description d'article

Numéro de commande	95.64.994
Description d'article	Boîte de conservation, couvercle coiffant, matériau : carton, blanc, format : 7 x 7, pour 49 récipients, compatible avec tubes Ø 16-17 mm

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	couvercle coiffant
Compatible avec	tubes Ø 16-17 mm
Capacité de stockage	49
Formats	7 x 7

Dimensions

Largeur du produit	135 mm
Hauteur du produit	70 mm
Longueur du produit	135 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



Matériau et coloris

Matériau du produit	carton
Couleur du produit	blanc
Matériel de fermeture	carton
Couleur du bouchon	blanc

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	4
pièces / boîte	4
pièces / carton	76
pièces / pallet	960
Volume du carton	0.1212 cbm
Poids du produit	0.1083 kg
Poids du carton	8.27 kg
Code EAN de la boîte	4038917095884
Code EAN du carton d'emballage	4038917077484

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

