



Description d'article

Numéro de commande	95.64.998
Description d'article	Boîte de conservation, couvercle coiffant, matériau : carton, blanc

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Type de fermeture	couvercle coiffant

Dimensions

Largeur du produit	135 mm
Hauteur du produit	45 mm
Longueur du produit	135 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	carton
Couleur du produit	blanc
Matériel de fermeture	carton
Couleur du bouchon	blanc

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	10
pièces / boîte	10
pièces / carton	120
pièces / pallet	2160
Volume du carton	0.1134 cbm
Poids du produit	0.065 kg
Poids du carton	7.86 kg
Code EAN de la boîte	4038917246927
Code EAN du carton d'emballage	4038917246910

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

