



Description d'article

Numéro de commande	93.1097.100
Description d'article	Portoir, matériau : PC, transparent, format : 10 x 2, (L x l x h) : 257 x 74 x 55 mm, pour 20 récipients, compatible avec tubes, tous les Ø de S-Monovette® , 1 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Compatible avec	tubes, tous les Ø de S-Monovette®
Capacité de stockage	20
Formats	10 x 2
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Largeur du produit	74 mm
Hauteur du produit	55 mm
Longueur du produit	257 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polycarbonate (PC)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 1
pièces / carton 30
pièces / pallet 900
Profondeur du carton 398 mm
Largeur du carton 398 mm
Hauteur du carton 340 mm
Volume du carton 0.0539 cbm
Poids du produit 0.2191 kg
Poids du carton 7.27 kg
Code EAN de la boîte 4038917125512
Code EAN du carton d'emballage 4038917020121

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

