



Description d'article

Numéro de commande	93.1102.001
Description d'article	Capot, matériau : PC, marron, (L x l x h) : 256 x 62 x 72 mm, compatible avec portoir n° 93.1097.100, 1 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Compatible avec	portoir n° 93.1097.100
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Largeur du produit	62 mm
Hauteur du produit	72 mm
Longueur du produit	256 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polycarbonate (PC)
Couleur du produit marron

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 1
pièces / carton 30
pièces / pallet 1080
Profondeur du carton 398 mm
Largeur du carton 398 mm
Hauteur du carton 300 mm
Volume du carton 0.0475 cbm
Poids du produit 0.1286 kg
Poids du carton 4.61 kg
Code EAN de la boîte 4038917125529
Code EAN du carton 4038917020138
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

