



### **Description d'article**

Numéro de commande	93.1431
Description d'article	Portoir, matériau : PC, transparent, format : 12 x 4, (L x l x h) : 257 x 90 x 40 mm, pour 48 récipients, compatible avec tubes, S-Monovette® 15 mm et 13 mm Ø, 1 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.12

### **Caractéristiques du produit**

Compatible avec	tubes, S-Monovette® 15 mm et 13 mm Ø
Capacité de stockage	48
Formats	12 x 4
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

### **Dimensions**

Largeur du produit	90 mm
Hauteur du produit	40 mm
Longueur du produit	257 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	40
pièces / pallet	1200
Profondeur du carton intérieur	92 mm
Largeur du carton intérieur	42 mm
Hauteur du carton intérieur	259 mm
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	340 mm
Volume du carton	0.0539 cbm
Poids du produit	0.1968 kg
Poids du carton	9.61 kg
Code EAN de la boîte	4038917086615
Code EAN du carton d'emballage	4038917005159

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

