



Description d'article

Numéro de commande	93.827
Description d'article	Portoir, matériau : PC, transparent, format : 6 x 3, (L x l x h) : 137 x 70 x 40 mm, pour 18 récipients, compatible avec tubes, S-Monovette® 11 mm Ø, 1 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Compatible avec	tubes, S-Monovette® 11 mm Ø
Capacité de stockage	18
Formats	6 x 3
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Largeur du produit	70 mm
Hauteur du produit	40 mm
Longueur du produit	137 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polycarbonate (PC)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 1
pièces / carton 36
pièces / pallet 2376
Profondeur du carton intérieur 72 mm
Largeur du carton intérieur 42 mm
Hauteur du carton intérieur 138 mm
Profondeur du carton 438 mm
Largeur du carton 268 mm
Hauteur du carton 155 mm
Volume du carton 0.0182 cbm
Poids du produit 0.1019 kg
Poids du carton 4.73 kg
Code EAN de la boîte 4038917084314
Code EAN du carton d'emballage 4038917003179

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

