



Description d'article

Numéro de commande	93.846.100
Description d'article	Portoir, matériau : PC, transparent, format : 10 x 2, (L x l x h) : 257 x 62 x 40 mm, pour 20 récipients, compatible avec tubes, S-Monovette® 13 mm et 11 mm Ø, 1 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Compatible avec	tubes, S-Monovette® 13 mm et 11 mm Ø
Capacité de stockage	20
Formats	10 x 2
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Largeur du produit	62 mm
Hauteur du produit	40 mm
Longueur du produit	257 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	60
pièces / pallet	1800
Profondeur du carton intérieur	65 mm
Largeur du carton intérieur	43 mm
Hauteur du carton intérieur	260 mm
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	340 mm
Volume du carton	0.0539 cbm
Poids du produit	0.17 kg
Poids du carton	11.99 kg
Code EAN de la boîte	4038917121729
Code EAN du carton d'emballage	4038917017978

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

