



### **Description d'article**

Numéro de commande	93.848.100
Description d'article	Portoir, matériau : PC, transparent, format : 10 x 2, (L x l x h) : 257 x 62 x 40 mm, pour 20 récipients, compatible avec microtube avec bouchon à vis, 1 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.12

### **Caractéristiques du produit**

Étiquette/ Impression	avec aplat
Compatible avec	microtube avec bouchon à vis
Capacité de stockage	20
Formats	10 x 2
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Largeur du produit	62 mm
Hauteur du produit	40 mm
Longueur du produit	257 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	60
pièces / pallet	1800
Profondeur du carton intérieur	65 mm
Largeur du carton intérieur	43 mm
Hauteur du carton intérieur	260 mm
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	340 mm
Volume du carton	0.0539 cbm
Poids du produit	0.1773 kg
Poids du carton	12.43 kg
Code EAN de la boîte	4038917121736
Code EAN du carton	4038917017985
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

