



### **Description d'article**

Numéro de commande	93.850
Description d'article	Portoir, matériau : PC, transparent, format : 6 x 3, (L x l x h) : 137 x 70 x 40 mm, pour 18 récipients, compatible avec tubes, S-Monovette® 15 mm et 13 mm Ø, 1 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.12

### **Caractéristiques du produit**

Compatible avec	tubes, S-Monovette® 15 mm et 13 mm Ø
Capacité de stockage	18
Formats	6 x 3
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

### **Dimensions**

Largeur du produit	70 mm
Hauteur du produit	40 mm
Longueur du produit	137 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	36
pièces / pallet	2376
Profondeur du carton intérieur	72 mm
Largeur du carton intérieur	42 mm
Hauteur du carton intérieur	138 mm
Profondeur du carton	438 mm
Largeur du carton	268 mm
Hauteur du carton	155 mm
Volume du carton	0.0182 cbm
Poids du produit	0.0969 kg
Poids du carton	4.55 kg
Code EAN de la boîte	4038917084369
Code EAN du carton d'emballage	4038917003223

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

