



Description d'article

Numéro de commande	93.850.001
Description d'article	Portoir, matériau : PC, transparent, format : 6 x 3, (L x l x h) : 137 x 70 x 40 mm, pour 18 récipients, compatible avec tubes, cuvettes carrées, tous les Ø de S-Monovette®, 1 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Compatible avec	tubes, cuvettes carrées, tous les Ø de S-Monovette®
Capacité de stockage	18
Formats	6 x 3
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Largeur du produit	70 mm
Hauteur du produit	40 mm
Longueur du produit	137 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	36
pièces / pallet	2376
Profondeur du carton intérieur	72 mm
Largeur du carton intérieur	42 mm
Hauteur du carton intérieur	138 mm
Profondeur du carton	438 mm
Largeur du carton	268 mm
Hauteur du carton	155 mm
Volume du carton	0.0182 cbm
Poids du produit	0.0969 kg
Poids du carton	4.55 kg
Code EAN de la boîte	4038917121750
Code EAN du carton d'emballage	4038917018005

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

