




Description d'article

Numéro de commande	93.852.300
Description d'article	Double portoir D17, pour 100 récipients, Ø orifice : 17 mm, format : 5 x 20, gris, matériau : PP recyclé
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Nombre de puits	100
Capacité de stockage	100
Formats	5 x 20
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Diamètre de l'ouverture	17 mm
Largeur du produit	109 mm
Hauteur du produit	45 mm
Longueur du produit	418 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène recyclé (PP recyclé)
Couleur du produit	gris

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	-
pièces / boîte	1
pièces / carton	12
pièces / pallet	528
Profondeur du carton	453 mm
Largeur du carton	433 mm
Hauteur du carton	165 mm
Volume du carton	0.0324 cbm
Poids du produit	0.3917 kg
Poids du carton	5.41 kg
Code EAN de la boîte	4038917122221
Code EAN du carton d'emballage	4038917018296

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

