



Description d'article

Numéro de commande	93.853.200
Description d'article	Double portoir D13, pour 100 récipients, Ø orifice : 13 mm, format : 10 x 10, gris, matériau : PP recyclé
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Nombre de puits	100
Capacité de stockage	100
Formats	10 x 10
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Diamètre de l'ouverture	13 mm
Largeur du produit	192 mm
Hauteur du produit	45 mm
Longueur du produit	180 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Double portoir D13, Ø orifice : 13 mm, 10 x 10, gris

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène recyclé (PP recyclé)
Couleur du produit gris

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1
Type d'emballage intérieur -
pièces / boîte 1
pièces / carton 8
pièces / pallet 720
Profondeur du carton 398 mm
Largeur du carton 368 mm
Hauteur du carton 120 mm
Volume du carton 0.0176 cbm
Poids du produit 0.3509 kg
Poids du carton 3.27 kg
Code EAN de la boîte 4038917122573
Code EAN du carton d'emballage 4038917074070

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-09-01

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT