



Description d'article

Numéro de commande	93.854.123
Description d'article	Block Rack D12, pour 50 récipients, Ø orifice : 12 mm, format : 5 x 10, vert, matériau : PP
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Nombre de puits	50
Capacité de stockage	50
Formats	5 x 10
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Diamètre de l'ouverture	12 mm
Largeur du produit	80 mm
Hauteur du produit	45 mm
Longueur du produit	152 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit vert

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1
Type d'emballage intérieur -
pièces / boîte 1
pièces / carton 20
pièces / pallet 1560
Profondeur du carton 428 mm
Largeur du carton 323 mm
Hauteur du carton 130 mm
Volume du carton 0.018 cbm
Poids du produit 0.1214 kg
Poids du carton 2.8 kg
Code EAN de la boîte 4038917122665
Code EAN du carton d'emballage 4038917018500

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

