



Description d'article

Numéro de commande	93.893.100
Description d'article	Portoir, matériau : PC, transparent, format : 10 x 2, (L x l x h) : 327 x 72 x 60 mm, pour 20 récipients, compatible avec tubes 100 x 21,5 mm, 1 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Compatible avec	tubes 100 x 21,5 mm
Capacité de stockage	20
Formats	10 x 2
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Dimensions

Largeur du produit	72 mm
Hauteur du produit	60 mm
Longueur du produit	327 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polycarbonate (PC)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 1
pièces / carton 40
pièces / pallet 800
Profondeur du carton 584 mm
Largeur du carton 387 mm
Hauteur du carton 360 mm
Volume du carton 0.0814 cbm
Poids du produit 0.2524 kg
Poids du carton 11.57 kg
Code EAN de la boîte 4038917123136
Code EAN du carton
d'emballage 4038917362375

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

