



Description d'article

Numéro de commande	95.1439
Description d'article	Portoir, matériau : polystyrène expansé, blanc, format : 20 x 5, (L x l x h) : 338 x 90 x 50 mm, compatible avec S-Monovette® Ø 11 mm, 1 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Compatible avec	S-Monovette® Ø 11 mm
Formats	20 x 5

Dimensions

Largeur du produit	90 mm
Hauteur du produit	50 mm
Longueur du produit	338 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit polystyrène expansé
Couleur du produit blanc

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1
Type d'emballage intérieur blister
pièces / boîte 1
pièces / carton 40
pièces / pallet 640
Profondeur du carton 498 mm
Largeur du carton 428 mm
Hauteur du carton 380 mm
Volume du carton 0.081 cbm
Poids du produit 0.0235 kg
Poids du carton 1.7 kg
Code EAN de la boîte 4038917086646
Code EAN du carton
d'emballage 4038917005173

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

