




**Spécification de produit**  
**IsoFreeze® MCT Rack, PP, format : 6 x 4,**  
**compatible avec tubes à réaction Ø 10,8 mm (1,5**  
**ml & 2 ml)**

**Page 1**



### **Description d'article**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande    | 95.983   |
| Description d'article | IsoFreeze® MCT Rack, matériau : PP, multicolore, format : 6 x 4, compatible avec tubes à réaction Ø 10,8 mm (1,5 ml & 2 ml), 1 pièce(s)/carton |
| Code NACRES           | NB.12  |

### **Caractéristiques du produit**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Étiquette/ Impression | avec aplat                                 |
| Compatible avec       | tubes à réaction Ø 10,8 mm (1,5 ml & 2 ml) |
| Formats               | 6 x 4                                      |

### **Matériau et coloris**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Matériau du produit | Polypropylène (PP) |
| Couleur du produit  | multicolore        |
| Couleur du bouchon  | transparent        |
| Couleur cadre       | blanc              |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-26

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**IsoFreeze® MCT Rack, PP, format : 6 x 4,**  
**compatible avec tubes à réaction Ø 10,8 mm (1,5**  
**ml & 2 ml)**

**Page 2**

**Pureté et certification**

Catégorie de produit      Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti                              non

**Conditionnement**

Minimum order qty.              1  
Type d'emballage intérieur      carton  
pièces / boîte                      1  
pièces / carton                      5  
pièces / pallet                      240  
Profondeur du carton              197 mm  
Largeur du carton                  93 mm  
Hauteur du carton                  584 mm  
Volume du carton                  0.0107 cbm  
Poids du produit                    0.349 kg  
Poids du carton                      2.5 kg  
Code EAN de la boîte              4038917394895  
Code EAN du carton  
d'emballage                          4038917394888

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-26

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**