



Description d'article

Numéro de commande 90.2620.302
Description d'article longueur : 1,5 m, transparent, 1 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Compatible avec IVARO

Dimensions

Diamètre 0.8 mm
Longueur du produit 1.5 m

Matériau et coloris

Matériau du produit Bioprene
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 1
pièces / carton 10
Volume du carton 0.0062 cbm
Poids du produit 0.0005 kg
Code EAN de la boîte 4038917584197
Code EAN du carton 4038917584180
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

