



Description d'article

Numéro de commande	92.2620.301
Description d'article	longueur : 1,5 m, matériau : Bioprène, transparent, pour IVARO, 1 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Compatible avec	IVARO
-----------------	-------

Dimensions

Diamètre	2.4 mm
Longueur du produit	1.5 m

Matériau et coloris

Matériau du produit	Bioprène
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1
pièces / carton	10
Profondeur du carton	280 mm
Largeur du carton	220 mm
Hauteur du carton	100 mm
Volume du carton	0.0062 cbm
Poids du produit	0.0005 kg
Code EAN de la boîte	4038917584234
Code EAN du carton d'emballage	4038917584227

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

