



## **Description d'article**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande    | 92.2620.303   |
| Description d'article | longueur : 1,5 m, matériau : silicone, transparent, pour IVARO, 1 pièce(s)/sachet |

## **Caractéristiques du produit**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Compatible avec | IVARO |
|-----------------|-------|

## **Dimensions**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Diamètre            | 2.4 mm |
| Longueur du produit | 1.5 m  |

## **Matériau et coloris**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Matériau du produit | silicone    |
| Couleur du produit  | transparent |

## **Pureté et certification**

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Catégorie de produit | Aucun dispositif médical   DIV |
| Alloti               | non                            |

## **Conditionnement**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Minimum order qty.             | 1             |
| Type d'emballage intérieur     | sachet        |
| pièces / boîte                 | 1             |
| pièces / carton                | 10            |
| Profondeur du carton           | 280 mm        |
| Largeur du carton              | 220 mm        |
| Hauteur du carton              | 100 mm        |
| Volume du carton               | 0.0062 cbm    |
| Poids du produit               | 0.0005 kg     |
| Code EAN de la boîte           | 4038917584159 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917584142 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

