



## Description d'article

Numéro de commande	90.170.310
Description d'article	Échantillonneur de gaz, GS 212, avec bloc d'alimentation GN 100-240/15 V, débit : 0,2 - 12 l/min, débit : 1 - 9 999 l

## Caractéristiques du produit

Consommation d'énergie en fonctionnement	24 W
--	------

## Dimensions

Largeur du produit	410 mm
Longueur du produit	220 mm

## Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Certifié CE	CE
Alloti	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
pièces / pallet	1
Volume du carton	0.06 cbm
Poids du produit	11 kg
Poids du carton	13.24 kg
Code EAN de la boîte	4038917101141
Code EAN du carton	4038917051484
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

