



Description d'article

Numéro de commande	65.108
Description d'article	Bouchon pression, blanc, compatible avec tube à échantillon 2 ml 73.663, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Bouchon	cape plate
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	tube à échantillon 2 ml 73.663

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit	blanc

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 10000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 1000
pièces / carton 10000
pièces / pallet 640000
Profondeur du carton 398 mm
Largeur du carton 298 mm
Hauteur du carton 215 mm
Volume du carton 0.0255 cbm
Poids du produit 0.0004 kg
Poids du carton 4.1 kg
Code EAN de la boîte 4038917080866
Code EAN du carton
d'emballage 4038917000048

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

