



### **Description d'article**

Numéro de commande	65.176.010
Description d'article	Bouchon à vis, blanc, compatible avec tubes Ø 16-16,5 mm, 1 000 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Type de fermeture	bouchon à vis
Compatible avec	tubes Ø 16-16,5 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du produit	blanc

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	5000
pièces / pallet	200000
Volume du carton	0.0415 cbm
Poids du produit	0.0009 kg
Poids du carton	7.15 kg
Code EAN de la boîte	4038917101509
Code EAN du carton d'emballage	4038917033640

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

