



Description d'article

Numéro de commande	65.177.041
Description d'article	Bouchon à vis, rouge, compatible avec tubes 82 x 13 mm, 1 000 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	bouchon à vis
Compatible avec	tubes 82 x 13 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du produit	rouge

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	10000
pièces / pallet	480000
Volume du carton	0.0366 cbm
Poids du produit	0.0003 kg
Poids du carton	7.76 kg
Code EAN de la boîte	4038917101691
Code EAN du carton d'emballage	4038917028233

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

