



Description d'article

Numéro de commande	65.177.042
Description d'article	Bouchon à vis, lilas, compatible avec tubes 82 x 13 mm, 1 000 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	bouchon à vis
Compatible avec	tubes 82 x 13 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du produit	lilas

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Spécification de produit
Bouchon à vis, lilas, compatible avec tubes 82 x 13 mm

Page 2

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	10000
pièces / pallet	480000
Volume du carton	0.0366 cbm
Poids du produit	0.0003 kg
Poids du carton	7.76 kg
Code EAN de la boîte	4038917101707
Code EAN du carton d'emballage	4038917028240

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-27

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT