



### **Description d'article**

Numéro de commande	65.719
Description d'article	Bouchon coiffant, naturel, compatible avec tubes Ø 11,5 et 12 mm, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

### **Caractéristiques du produit**

Bouchon	Bouchon coiffant
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	tubes Ø 11,5 et 12 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit	naturel

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Pureté et certification**

Catégorie de produit                      Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti                                              non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.                      5000  
Type d'emballage intérieur              sachet  
pièces / boîte                              1000  
pièces / carton                              5000  
pièces / pallet                              320000  
Profondeur du carton                      398 mm  
Largeur du carton                          298 mm  
Hauteur du carton                          215 mm  
Volume du carton                          0.0255 cbm  
Poids du produit                            0.0009 kg  
Poids du carton                              5.04 kg  
Code EAN de la boîte                      4038917083676  
Code EAN du carton                      4038917002578  
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

